

# Broncoflex<sup>®</sup>

Single-use Bronchoscope

## SCREENI<sup>®</sup> HD

HIGH-DEFINITION  
DISPLAY SYSTEM



# SCREENI® HD

## PLATEFORME MOBILE ET INNOVANTE

Plus qu'un simple écran tactile, le système de visualisation intègre un algorithme assurant l'affichage d'une image en haute définition et ce, même pour un dispositif à usage unique.

La Screeni® offre un ensemble cohérent : elle est pensée et conçue pour simplifier son utilisation avec une facilité de gestion et de mise en œuvre inédite. Le système est mobile et léger pour être facilement utilisé dans des espaces souvent contraints.



## GRAND ÉCRAN HD

Confort d'utilisation et netteté de l'image apportés avec l'écran tactile de 10,1". Fixé sur un pied à sérum, il peut être orienté facilement à l'aide des poignées ergonomiques situées de chaque côté.



## FIXATION RAPIDE

La Screeni® est équipée d'une fixation rapide permettant d'accrocher le système à un pied à sérum. Quelques secondes suffisent pour détacher le moniteur de son support pour le poser sur un chariot en cas de nécessité.



## SYSTÈME TRANSPORTABLE

Les endoscopes Agile et Vortex peuvent être suspendus aux pieds supports de la Screeni®. Ils sont facilement identifiables grâce à leur bague de couleur et peuvent être utilisés à tout instant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUES	Alimentation	Puissance requise : 100-240V CA / 50-60Hz / 0,6A Puissance de sortie : 15V CC / 2A
	Type de protection contre l'électrocution	Classe 2
	Type de batterie	Batterie Lithium-Ion
ÉCRAN TACTILE	Autonomie	3h
	Dimension de l'écran	10,1 pouces
	Résolution maximale	1280x800
DIVERS	Indice de Protection	IP 30
	Dimensions (LxHxP)	300 x 200 x 110mm
	Poids	1,8kg
	Accessoires livrés	Chargeur et support de fixation
	Taille mémoire physique	16Go
RÉFÉRENCES	Connectique entrée	USB Type A
	Broncoflex Agile	20030001
	Broncoflex Vortex	10030001
	Screeni HD	30030000